

XPRESSZON

Apresentamos o Xprezzon.[®]
A conexão de médicos com
informações de pacientes
começa aqui.




XPREZZON.



Uma expressão poderosa em desempenho e design.

O Xprezzon oferece fácil acesso aos dados do paciente, criando informações no ponto de atendimento para o médico. O display duplo opcional permite uma visualização dedicada em tela cheia de informações fisiológicas, além de uma tela secundária para uma apresentação alternativa dos dados clínicos do paciente.



COM ESTILO

Desenho moderno e inovador proporciona uma experiência agradável e confortável para os pacientes e seus familiares. O display elegante e sem moldura é fácil de limpar e minimiza o risco de infecção.

VERSÁTIL

Montagem ergonômica e versátil que contribui para um ambiente de atendimento mais agradável. Organização de cabos e monitores variadas agiliza e aumenta a eficiência do fluxo de trabalho à beira de leito.

SENSÍVEL

O Xprezzon é tem em consideração a necessidade de uma boa noite de sono para o paciente. O display escurece de modo intuitivo quando a luz ambiente é fraca.

INOVADOR

A tela de alta resolução exibe gráficos nítidos e informativos de Custom Trends, que possibilitam avaliar o paciente melhor e com mais rapidez. Com apenas um toque, o médico pode ver diferentes exibições de tendências, de acordo com sua necessidade de observação, o tipo de procedimento ou o protocolo clínico. As tendências podem ser exibidas continuamente para atualizações em tempo real de informações críticas do paciente. Elas também podem ser dimensionadas e organizadas conforme a preferência do médico, permitindo que ele crie suas próprias exibições.



EM QUALQUER LUGAR

As informações do paciente estão sempre à mão. Seja dentro do hospital ou durante o transporte, o médico pode acompanhar os seus pacientes. O inovador ICS da Spacelabs proporciona máxima liberdade e confiança — o médico pode acessar as informações do paciente através de um dispositivo móvel.

VISÍVEL

O display elegante e sem moldura apresenta LED indicadores de alarme de alta visibilidade. Esses LED se acendem na frente e atrás do display, facilitando ao médico a identificação do monitor que está em estado de alarme no congestionado ambiente hospitalar.



CONECTADO

A conectividade do Xprezzon protege o investimento dos clientes em equipamentos de gerações anteriores dos sistemas de informação e monitoramento de pacientes da Spacelabs. A compatibilidade retroativa do Xprezzon proporciona uma transição perfeita entre plataformas.

Uma rápida olhada no monitor de pacientes de alta acuidade Xprezzon Alta visibilidade, fácil de usar e conectividade superior

- ECG de 3, 5 ou 12 derivações de diagnóstico, respiração, SPO2, PANI e temperatura
- 4 pressões invasivas (expansível até 8) e débito cardíaco
- Até 8 formas de onda e 24 parâmetros
- Display altamente visível de 19 pol., com luzes de alarme LED integradas (dianteiras e traseiras)
- Tela sensível ao toque secundária de 17 pol. (43,18 cm) ou opcional de 19 pol. (48,3 cm)
- Quadro completo do leito de monitores de beira de leito remotos
- Cálculos de sinais vitais
- Conectividade do EMR ao ICS
- Data Shuttle de 24 horas do paciente
- Compatível com scanner de código de barras USB
- Varitrend® 4 OCRG
- Termômetro USB opcional de verificação pontual Exergen
- Módulos opcionais de impressora/gravador, capnografia, multigases, BIS, SvO2 e SpO2 duplo
- Compatível com LifeSync

As características e recursos podem variar dependendo da configuração adquirida.

