

Vigilância abrangente



Xhibit®

O Xhibit proporciona gerenciamento de alarmes e vigilância remota centralizada para até 48 pacientes. Use apenas um ou até quatro displays de alta definição para consultar exibições detalhadas de qualquer paciente na rede. Para maior flexibilidade, o Xhibit XC4 de nível médico permite o monitoramento central nas proximidades do paciente.



FERRAMENTAS


QUE FUNCIONAM PARA VOCÊ

- Organizar as informações de acordo com o estado do paciente.
- Identificar os pacientes por profissional de saúde.
- Expandir facilmente as informações do paciente para tela cheia.
- Identificar a gravidade do alarme através da cor, flash e tons.
- Utilizar apenas uma ou duas etapas no menu para realizar qualquer função
- Criar facilmente notas e lembretes na tela com notas adesivas virtuais.

FLEXIBILIDADE

COM UM PROPÓSITO

- Personalize os alarmes para a sua unidade ou paciente
- Use uma tela ou até quatro displays de alta resolução para consultar exibições detalhadas de um único paciente, divulgação integral utilizando o Intesys® Clinical Suite (ICS), sistemas de informações clínicas, PACS e muito mais.



XC48

Gerenciamento de alarmes e monitoramento remoto centralizado para até 48 pacientes.

Ajuste facilmente quais pacientes são visualizados em cada display e a acuidade do seu monitoramento com exibições altamente personalizáveis.

Identifique rapidamente a gravidade do alarme através de cores, flashes e sinais sonoros que você pode personalizar.

Divulgação integral, sistemas de informações clínicas, PACS e muito mais pode ser visualizado com o Xhibit utilizando o ICS.



XC4

Traga as capacidades poderosas do Xhibit para mais próximo do ponto de atendimento com o Xhibit XC4, um computador tudo-em-um de nível médico com tela sensível ao toque de 15,6 polegadas.

Monitore até quatro pacientes.

A tela sensível ao toque e interativa permite que os profissionais de saúde admitam, deem alta e modifiquem as informações do paciente, atualizem as configurações dos parâmetros e gerenciem os alarmes.



Telemetria AriaTele®

O transmissor de telemetria AriaTele® proporciona conforto e alto desempenho.

Veja as formas de onda do SpO2 ou o ECG de seus pacientes em uma tela grande e colorida. É possível visualizar até quatro derivações de ECG, uma a uma, juntamente com a frequência cardíaca.

À prova d'água com classificação IPX7, o gabinete e os controles duráveis do AriaTele protegem e garantem a confiabilidade contínua no ambiente hospitalar, enquanto os ícones de qualidade de sinal e nível de bateria proporcionam tranquilidade durante a operação.

O ECG do AriaTele é ideal para aqueles focados no básico ou na expansão de um sistema de telemetria sem exibição atual, mantendo o fluxo de trabalho existente.




Clinical Access

Melhore a eficiência, a funcionalidade e o fluxo de informações clínicas com o Intesys Clinical Suite (ICS).

O nosso sistema clínico transmite informações vitais aos médicos em todos os serviços e locais. O ICS também pode fornecer informações clínicas para seus monitores de beira de leito, PC desktop e dispositivos móveis. Ao trabalhar perfeitamente com seus sistemas de registros médicos eletrônicos (EMR), o ICS fornece dados numéricos e de forma de onda.

- Obtenha uma visão quase em tempo real dos sinais vitais e formas de onda nos monitores de pacientes.
- Revise a divulgação integral com a análise de Holter.
- Selecione tendências personalizadas para exibir os conjuntos mais relevantes para cuidados especializados.
- Colete dados de monitores em toda a rede hospitalar, incluindo a captura sem fio.
- Envie informações de alarme para dispositivos portáteis, pagers, middleware e smartphones.
- Exporte ECG de 12 derivações para sistemas de gerenciamento de dados de cardiologia, como o MUSE da GE e o Sentinel 10 da Spacelabs.



O ICS exibe ECG de 7 derivações do AriaTele