


XPREZZON.

Présentation de Xprezzon®.
La mise en relation
des cliniciens avec les
informations des patients
commence ici.




XPREZZON.



Une puissante expression de la performance et du design.

Xprezzon offre un accès aisé aux données patient, en créant des informations au niveau du site de soins pour le clinicien. L'affichage à double-écran en option offre une visualisation dédiée en plein écran des données physiologiques ainsi qu'un écran secondaire pour une présentation alternative des données cliniques du patient.



ÉLÉGANT

Le design moderne et novateur rend l'expérience des patients et de leurs familles confortable et attrayante. L'écran lisse, sans cadre, facilite le nettoyage et minimise les risques d'infection.

POLYVALENT

Des solutions de montage ergonomiques et polyvalentes améliorent l'aspect général de l'environnement de soins. Diverses solutions de fixation du moniteur et de gestion des câbles garantissent un flux de travail mieux organisé et plus efficace au chevet du patient.

SENSIBLE

Xprezzon est sensible au besoin d'une bonne nuit de repos d'un patient. Il atténue intuitivement la luminosité de l'écran lorsque la lumière ambiante est faible.

TENDANCE

L'écran haute résolution affiche des tendances personnalisées visuellement riches et nettes qui permettent une évaluation du patient plus rapide et mieux informée. D'un seul geste, les cliniciens peuvent accéder aux différentes vues de tendances en fonction des besoins d'observation, du type de procédure ou des protocoles cliniques. Les tendances peuvent être affichées de manière continue pour des mises à jour en temps réel des données patient critiques. Elles peuvent également être dimensionnées et disposées selon les préférences des cliniciens, qui disposent ainsi de leur propres vues personnalisées.



PORTATIF

Les informations sur votre patient dans la paume de votre main. Que ce soit à l'intérieur de l'hôpital ou lors de leurs déplacements, les cliniciens peuvent rester connectés à leurs patients. L'ICS innovant de Spacelabs offre une liberté et une fiabilité ultimes : l'accès aux données patient à partir d'un appareil mobile du clinicien.



ÉCLAIRÉ

L'écran lisse, sans cadre, comprend des indicateurs DEL d'alarme à haute visibilité. Ces DEL illuminent l'avant et l'arrière de l'écran, ce qui augmente la capacité du clinicien à identifier quel moniteur est en alarme dans un environnement de soins trépidant.



CONNECTÉ

La connectivité de Xprezzon garantit votre investissement dans les générations antérieures des systèmes d'informations et de surveillance patient de Spacelabs. La rétrocompatibilité de Xprezzon offre une transition transparente entre les plateformes.

DÉFINISSONS L'AVENIR DE LA SURVEILLANCE DES PATIENTS

Un coup d'œil au moniteur patient Xprezzon, pour la surveillance de patients présentant un état grave

Haute visibilité, simplicité d'utilisation et connectivité inégalée

- ECG à 3, 5 ou 12 dérivations de qualité diagnostique, Resp, SPO2, TA, Temp
- 4 pressions invasives (extensible à 8) et débit cardiaque
- Jusqu'à 8 tracés, 24 paramètres
- Écran 19" (48,3 cm) et témoins d'alarme lumineux à DEL (avant et arrière), haute visibilité
- Écran tactile interactif secondaire 17" (43,18 cm) ou 19" (48,3 cm) en option
- Revue de lit complète des moniteurs de chevet à distance
- Calcul des fonctions vitales
- Connectivité du DME avec ICS
- Option Patient Data Shuttle 24 heures/24
- USB prêt pour la connexion d'un lecteur de codes à barres
- Varitrend® 4 OCRG
- Exergen, thermomètre de contrôle ponctuel, USB, en option
- Modules en option : imprimante/enregistreur, capnographie, multi-gaz, BIS, SvO2 et double SpO2
- Compatible LifeSync

Les fonctionnalités peuvent varier selon la configuration du modèle acheté.

